



## REBASE BLANDO PERMANENTE

- Uso en
- **clínica** rebase directo en boca del paciente en una sola sesión
  - **laboratorio** mediante el método indirecto



- **Indicaciones:** en las diversas situaciones clínicas donde se requiere un rebase blando permanente
  - ▶ Alivia las áreas de presión en la mandíbula superior e inferior
  - ▶ La posición de la dentadura superior e inferior, completas o parciales mejoran su sujeción en problemas de adhesión y crestas demasiado suaves
  - ▶ Las afiladas crestas alveolares quedan cubiertas elásticamente
  - ▶ Para amortiguar los implantes y como sobredentaduras durante el proceso de cicatrizado
- El Primer permite una óptima unión entre el rebase blando y la resina de la dentadura y el Barniz suaviza los rebordes de la superficie del material de rebase
- No absorbe fluidos ni olores, permitiendo una larga duración
- No tiene olor ni sabor y se mantiene elástico en el tiempo
- Fácil aplicación y ajuste

A-Soft Primer	bote 5ml
A-Soft rebase en cartucho	50ml
A-Soft Barniz base	bote 5ml
A-Soft Barniz catalizador	bote 5ml
Cánulas de mezcla	6 ud
Baston-espátula y porta	1 ud
Pinceles	20 ud